

Oracle™ 452

ORAL MASK


Specificatieblad

Een masker voor toediening via de mond




Het unieke Oracle™ 452 mondmasker dient druk via de mond toe in plaats van door de neus. De Oracle™ 452 is volgens klinische onderzoeken even effectief als een neusmasker en vormt een perfecte oplossing voor patiënten die door de mond ademen en patiënten met een chronisch verstopte neus.*

Toediening via de mond - Oracle™ 452



Het Oracle™ 452 mondmasker is gebruiksvriendelijk en vormt gemakkelijk een afdichting. De Oracle™ 452 houdt het blikveld vrij en verschaft een bewegingsvrijheid die alleen vergeleken kan worden met die van het Infinity™ 481 directe neusmasker. Het Oracle™ 452 mondmasker vormt een kant-en-klare oplossing: het hoeft niet meer in elkaar te worden gezet en is gereed voor gebruik.

UNIEKE MASKEREIGENSCHAPPEN VOOR MEER VRIJHEID, BETER COMFORT EN GROTERE THERAPIETROUW



Enkele hoofdband Minimale ongemakken

De enkele BREATH-O-PRENE™-band is licht, comfortabel en zorgt voor een goed blikveld en onbelemmerde hoofdbeweging. De Flexitube kan 360° graden worden gedraaid.



Draaibare instelschijf Gemakkelijk in te stellen

Hiermee kan de afstand tussen de SnapFlap™-bescherming en het SoftSeal™-mondstuk te allen tijde worden gewijzigd voor de juiste pasvorm. Gemakkelijk te gebruiken: u hoeft alleen maar aan de schijf te draaien. Dat kan ook terwijl u het masker draagt.



Efficiënte luchtvoervoer Stille werking

Filter
Dit geavanceerde luchtvoersysteem voorkomt dat lucht op de slaappartner wordt geblazen en reduceert tevens het geluid dat de slaap zou kunnen verstoren.



Interactie SoftSeal™-mondstuk/ SnapFlap™-bescherming

Houd de lippen stevig tussen het SoftSeal™-mondstuk en de SnapFlap™-bescherming, zodat een lekvrrije combinatie ontstaat. Deze gecombineerde technologieën vormen een eenvoudige, superieure afdichting en geven maximaal comfort.



'Easy release'-bandje In één beweging te verwijderen

Trek eenvoudigweg aan het 'easy release'-koordje om de hoofdband in één beweging te verwijderen. De hoofdband hoeft niet steeds opnieuw te worden aangepast tijdens het dragen.

INHOUD

- Compleet masker met reeds aangebrachte hoofdband en neuspluggen
- Extra siliconen Softseal™-mondstukken meegeleverd (S, L)
- Gebruiksvriendelijke instructiegids

NABESTELCODE: HC452

VERWIJZINGEN

* Smith PL, O'Donnell CP, Allan L et al. A physiologic comparison of nasal and oral positive airway pressure. Chest 2003; 123 (3):689-Anderson FE, Kingshott RN, Taylor DR et al. A randomized crossover ef.cacy trial of oral CPAP (Oracle) compared with nasal CPAP in the management of obstructive sleep apnea. Sleep 2003; 26 (6):721-6. * Khanna R, Kline LR. A prospective 8 week trial of nasal interfaces vs. a novel oral interface (Oracle) for treatment of obstructive sleep apnea hypopnea syndrome. Sleep Med 2003; 4 (4):333-8. * Beecroft J, Zanon S, Lukic D et al. Oral continuous positive airway pressure for sleep apnea: effectiveness, patient preference, and adherence. Chest 2003; 124 (6):2200-8.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET DE VERTEGENWOORDIGER VAN FISHER & PAYKEL HEALTHCARE BIJ U IN DE BUURT:

Internationaal P O Box 14 348, Panmure, Auckland 1134, Nieuw-Zeeland Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.com Web: www.fphcare.com

VS Tel: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 **Australië** Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Oostenrijk** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Benelux** Tel: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **China** Tel: +86 20 8363 4286 Fax: +86 20 8363 3595 **Frankrijk** Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 **Duitsland** Tel: +49 7182 93777 0 Fax: +49 7182 93777 99 **India** Tel: +91 80 5123 6041 Fax: +91 80 5123 6044 **Ierland** Tel: 1800 409 011 **Italië** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 3661 7205 Fax: +81 3 3661 7206 **Spanje** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Zwitserland** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **UK (EU Bevoegd Vertegenwoordiger)** Tel: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146 **Noord-Ierland** Tel: 0800 132 189