

point®

Atemtherapie auf den Punkt gebracht
respiration therapy getting to the point



point®

ist das kleinste **HOFFRICHTER** Atemtherapiegerät. Ein stabiler Therapiedruck bei sehr geringer Geräuschentwicklung gewährleistet eine sichere und angenehme Anwendung. Zusatzmodule ergänzen das Gerät zu einem hochwertigen Therapiesystem und machen es zu einem komfortablen Begleiter zu Hause oder auf Reisen.

*is the smallest **HOFFRICHTER** respiration therapy device. Its stable therapy pressure and low noise level ensures a safe and comfortable use. The device can be upgraded by accessories into a premium therapy system and a convenient companion at home and during travelling.*

TECHNISCHE DATEN
technical data

Abmaße B/L/H <i>dimensions w/l/h</i>	170 / 210 / 95 mm 6.7 / 8.3 / 3.7 in
Masse <i>mass</i>	~ 1,5 kg
Betriebsspannung <i>power supply</i>	100 - 240 V / 50 - 60 Hz; Externes Netzteil, 24 V DC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz; external power supply, 24 V DC
Betriebsart <i>operation mode</i>	Monolevel
Druckbereich <i>pressure range</i>	4 ... 20 hPa einstellbar in 0,5 hPa-Schritten; 4 ... 20 hPa adjustable in steps of 0.5 hPa ;
Druckschwankungen <i>pressure variation</i>	< 0,5 bei ≤ 10 hPa; < 1,0 bei > 10 hPa (DIN EN ISO 17510-1) < 0.5 at ≤ 10 hPa; < 1.0 at > 10 hPa (DIN EN ISO 17510-1)
Geräuschpegel <i>noise level</i>	< 29 dB(A) bei 10 hPa (DIN EN ISO 17510-1) < 29 dB(A) at 10 hPa (DIN EN ISO 17510-1)
Betriebsanzeige <i>constant display</i>	Druckwert, Bargraph, Softstart-Rampe, Start-Stopp-Automatik pressure value, bargraph, softstart ramp, start-stop-automatic
Zähler <i>time counters</i>	Betriebszeit, Motorlaufzeit, Therapiezeit, Filteralter stand-by time, turbine running time, therapy time, filter age
Zusatzfunktionen <i>additional functions</i>	Automatik Start/Stop bzw. Automatik Start, Softstart-Rampe (0, 10, 20, 30 min), Maskentest, Maskenalarm, Automatischer Turbinenstart nach Netzausfall, Datums- und Zeitangabe, Wecker automatic start/stop and automatic start with leakage alarm respectively, softstart ramp (0, 10, 20, 30 min), mask test, optical leakage alarm, automatic turbine start after power failure, date, time, alarm-clock-state
Sprache <i>language</i>	deutsch, englisch, französisch, italienisch, polnisch German, English, French, Italian, Polish
Therapieluftbefeuchter <i>humidifier</i>	optional durch aqua point optional by aqua point
Akkupack <i>rechargeable battery</i>	optional durch powerpack point optional by powerpack point
Filtersystem <i>filter system</i>	Grobfilter 1-lagig, optional Feinfilter mit Pollenfilter coarse filter 1-layer, optional fine filter with pollen filter
Gehäuse <i>housing</i>	ABS + Brandschutz ABS + fire protection
Ferneinstellung <i>remote controlled</i>	optional durch TRENDremote oder PC-Software TRENDset optional by TRENDremote or PC software TRENDset

P-POINT-DEU/ENG, 1106-04

Daten vorbehaltlich technischer Änderungen.
Data are subject to technical alteration.



Gerät mit Zubehör
device with accessories



Gerät mit Befeuchter
device with humidifier



VERTRIEB sales:

HERSTELLER manufacturer:

HOFFRICHTER

HOFFRICHTER GmbH
Mettenheimer Str. 12/14
19061 Schwerin, Germany
Tel.: +49-385-39925-0
Fax: +49-385-39925-25
eMail: info@hoffrichter.de
www.hoffrichter.de

