


Blenders / lage en hoge flow mixers



Deze hoge en lage flow mixers stellen u in staat om een nauwkeurige hoeveelheid gemengd gas aan te bieden.

Kenmerken:

- Lichtgewicht
- Stabiele en accurate flow ($\pm 3\%$)



De Blenders kunnen tevens worden geleverd in een zogenaamde non-ferro uitvoering waardoor deze gebruikt kan worden in een MRI ruimte.

Technische Specificaties:

Model	Ports	Flow Range Port "A"	Flow Range Port "B"	Flow Range Port "C"
2000K	A, Knob C	6-50 l/m (No Bleed)	N/A	Knob Set >6
		0-50 l/m (6 lpm Bleed)	N/A	Knob Set < 6
2001	A, C	15-120 l/m (No Bleed)	N/A	2-108 l/m (10-12 l/m Bleed)
2001K	A, Knob C	15-120 l/m (No Bleed)	N/A	Knob Set >15
		2-108 l/m (10-12 lpm Bleed)	N/A	Knob Set < 15
2002	A	15-120 l/m (No Bleed)	N/A	N/A
2003	B, C	N/A	3-30 l/m (No Bleed)	0-30 l/m (3 lpm Bleed)
2003FF	B, C	N/A	(15 l/m Flowmeter) 3-15 l/m (No Bleed)	(3,5 l/m Flowmeter)* 0-3,5 l/m (3 l/m Bleed)
2004	A, B, C	15-120 l/m (No Bleed)	15-120 l/m (No Bleed)	2-108 l/m (10-12 Bleed)

Voor informatie over de keuze van de juiste Blender kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenservice



ComCare Medical B.V.
Bokslee 3, 8447 CN Heerenveen
Postbus 711, 8440 AS Heerenveen
The Netherlands

T +31 (0)513 65 04 23
F +31 (0)513 65 04 16

E info@comcaremedical.com
W www.comcaremedical.com