

Injectoren



De Injector heeft als doel een vacuüm te creëren, te meten en regelen, vanaf een gasbron. Gebruik op het muurafnamepunt, via een railsysteem of een drukregelaar.

Kenmerken:

- Flowcapaciteit: 25 l/min
- Maximum Vacuümbereik: 700 mBar
- Zuurstof of Perslucht variant
- Gelimiteerd gasverbruik:
10% in l/min van het ingestelde vacuümniveau
- Geluidsdemper t.b.v. uitstromingsgeruis
- Injector afstelling kan niet worden verstoord
- Makkelijk afleesbaar door vierkant venster (in mBar gradatie)
- Geanodiseerde aluminium behuizing, zeer robuust
- Traceerbaar via serienummer op de behuizing



Technische Specificaties:

Bereik:	Maximaal 25 l/min
Vacuüm:	Maximaal 700 mbar
Ingang:	¼ G(M) - 1/8 NPT(F) - 3/8 BSP(F) schroefconnectie
Uitgang:	½ G schroefconnectie (t.b.v. slangconnector of overloopbeveiliging)
Norm:	DIN stift - ook leverbaar: Parkodex, Medec SI e.a.

Varianten

- Remoteset:
 - o Stift: standaard DIN (andere op aanvraag)
 - o Slang (1,5m standaard, andere op aanvraag)
 - o Sliding piece
 - o Universele railklem



- Met drukregelaar en flowmeter:
 - o Diverse varianten op aanvraag



Accessoires

- Overloopbeveiliging:
 - o 150 cc
 - o Singel use antibacterieel filter aan voorzijde
 - o 150 cc
 - o Singel use antibacterieel filter in schroefdeksel
- 500 cc op aanvraag leverbaar



- Antibacterieel filters:
 - o Op voorzijde
 - o Per 10 stuks
 - o In schroefdeksel
 - o Per 100 stuks



ComCare Medical B.V.
Bokslee 3, 8447 CN Heerenveen
Postbus 711, 8440 AS Heerenveen
The Netherlands

T +31 (0)513 65 04 23
F +31 (0)513 65 04 16

E info@comcaremedical.com
W www.comcaremedical.com

