

LCD Vinger Pulse Oximeter



Deze vinger pulse oximeter is klein, draagbaar en nauwkeurig maar vooral eenvoudig in het gebruik en zijn bediening.

Kenmerken:

- Zeer betrouwbaar en duurzaam
- Ingebouwde sensor
- Eenvoudige bediening via 1 knop
- Schakelt automatisch uit
- Zeer compact, eenvoudig mee te nemen
Inclusief halskoord

- Duidelijk LCD display
10 verschillende brightness standen

- Display heeft verschillende afleesmodi:
horizontaal
naast elkaar en gespiegeld
verticaal
boven elkaar en gespiegeld
inclusief pulseform: streep- of waveform

- Werkt op 2 (AAA) batterijen
Inclusief lage batterij indicatie



Technische Specificaties:

Display Type:	OLED Display
Meetbereik:	SpO ₂ : 70-99% Hartfrequentie: 30-235 / min.
Nauwkeurigheid:	SpO ₂ : ± 2% Hartfrequentie: ± 2%
Batterij:	2 x 1,5 V AAA batterijen Lage batterij indicatie, verbruik lager dan 40 mA Constante levensduur ca. 30 uur
Temperatuur:	Omgeving: 5 tot 40°C Opslag: -10 tot 40°C
Luchtvochtigheid:	Gebruik: 15 tot 80% Opslag: 10 tot 80%



ComCare Medical B.V.
Bokslee 3, 8447 CN Heerenveen
Postbus 711, 8440 AS Heerenveen
The Netherlands

T +31 (0)513 65 04 23
F +31 (0)513 65 04 16

E info@comcaremedical.com
W www.comcaremedical.com