

# Rail- en bevestigingssysteem MediRail®



Gauchard Medical®/MediRail® wordt gemaakt van geanodiseerd aluminium en de meeste accessoires zijn voorzien van een Rilsan® coating.

Leverbaar in diverse afmetingen vanaf 50 cm en naadloos koppelbaar. Bevestiging aan de muur zonder in de rail te boren.

## Rilsan® bescherm laag is sterk, attractief en eenvoudig te reinigen

Rilsan® is de beste plastic bescherm laag voor metaalproducten en wordt veel toegepast in de medische industrie. Gauchard Medical® railaccessoires zijn gecoat middels een elektrostatisch ontladingsproces waardoor het mogelijk is om laagdiktes van 30 tot 250 microns te fabriceren. De meest populaire laagdikte bedraagt 100 microns

### Kenmerken:

- Hygiëne
- Eenvoudig te reinigen
- Duurzaam
- Corrosie resistent
- Lage wrijvingsweerstand
- Hittebestendig
- Goede elektrische isolatie
- Fijn afwerkingsniveau
- Diversiteit aan kleuren





De MediRail® railklem is betrouwbaar en duurzaam en in diverse varianten leverbaar, zowel kunststof als metaal. Toepasbaar op nagenoeg alle verkrijgbare railsystemen (Modura, Dräger etc..) en voor zwaardere objecten tevens met schroefbevestiging. Tevens zijn er speciale houders voor diverse toepassingen leverbaar.



Ons assortiment omvat tevens een breed scala aan railaccessoires waaronder:

- Infuspalen
- Remotesets voor het verplaatsen van het afnamepunt
- Cilinder-, catheter- en documentenhouders
- Diverse soorten manden
- diverse bladen
- Lade blokken
- Stekkerdozen voor verplaatsen van elektriciteitspunt
- Overige accessoires



**ComCare Medical B.V.**  
Bokslee 3, 8447 CN Heerenveen  
Postbus 711, 8440 AS Heerenveen  
The Netherlands

T +31 (0)513 65 04 23  
F +31 (0)513 65 04 16

E [info@comcaremedical.com](mailto:info@comcaremedical.com)  
W [www.comcaremedical.com](http://www.comcaremedical.com)