

Micro Click-Flowmeter



Een zeer betrouwbare en nauwkeurige Micro flowmeter met flowselecties in stappen vanaf 0,01 l/min (10 cc).

Gebruiksvriendelijk:

- 12 flowselecties afgebeeld via venster in de behuizing
- Lichte schakeling tussen de flows
- Eenvoudig schoon te maken

Accuraat:

- Stabiele en accurate flow ($< 1 \text{ l/min} \pm 10\%$)
- In elke positie bruikbaar

Veilig:

- Compact en robuust
- 2 filters: zowel voor in- als de uitgaande flow
- Traceerbaar via serienummer op label



Flow Range:

Range A: 0 - 0,02 - 0,03 - 0,05 - 0,08 - 0,12 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,0 - 3,0 l/min

Range E: 0 - 0,01 - 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,07 - 0,08 - 0,09 - 0,1 - 1,0 l/min

Deze lage flows zijn bijzonder geschikt voor het 'weanen' van neonaten die nog zuurstof afhankelijk zijn.

De regelknop voor de stroomsnelheid heeft twaalf duidelijk onderscheiden klikstop-standen, andere stroomsnelheden zijn op verzoek en tegen geringe meerprijs leverbaar.

Varianten

- flesaansluiting Pin Index Yoke,



- Bullnose



Technische Specificaties:

Flow accuratesse:	$< 1 \text{ l/min} \pm 10\%$ en $> 1 \text{ l/min} \pm 20\%$
Bereik:	0-1 l/min, 0-3 l/min, andere op aanvraag
Maximale flow:	80 l/min
Inputdruk:	400 kPa
Outlets fitting:	Din / Drager / Parkodex / Medec andere op aanvraag
Gebruikstemperatuur:	-20°C tot 60°C



ComCare Medical B.V.
Bokslee 3, 8447 CN Heerenveen
Postbus 711, 8440 AS Heerenveen
The Netherlands

T +31 (0)513 65 04 23
F +31 (0)513 65 04 16

E info@comcaremedical.com
W www.comcaremedical.com