

RTM3™ Flowmeter



De RTM3 is een zeer betrouwbare tegendrukgecompenseerde flowmeter.

Geen lekkage:

- Nieuw afsluitmechanisme (flowcartridge), geeft 5 jaar garantie op lekkage

Robuust:

- Volledig omhullende polycarbonaat behuizing
- Licht van gewicht
- Eenvoudig schoon te maken

Veilig:

- De buis kan er niet worden afgedraaid
- Traceerbaar via serienummer op de behuizing

Accuraat:

- Duidelijker afleesbaar (10% verlengt t.o.v. RTM2 buis)
- Nauwkeurig instelbaar

Service:

- Onderdelen separaat verkrijgbaar



Technische Specificaties:

Bereik:	5 l/min, 15 l/min, 30 l/min
Druk:	4,5 bar (± 0,5 bar) conform EN 737-1 standaard
Ingang:	¼ G(M) - 1/8 NPT(F) - 3/8 BSP(F) schroefconnectie
Uitgang:	9/16" diss(M) schroefconnectie
Norm:	DIN stift - ook leverbaar: Parkodex, Medec SI e.a.
Gewicht:	314 gram (met AFNOR direct probe)
Dimensie:	150 x 30 x 100 mm (HxBxD) (met AFNOR direct probe)

- Slangconnector:
 - o Eén- of tweeledig, metaal
 - o X-mas Tree, disposable



- Duo Switch:
Mogelijkheid om direct te sturen naar:

- o Bevochtiger
- o Slangconnector



- Remoteset:
 - o Stift: standaard DIN (andere op aanvraag)
 - o Slang (1,5m standaard, andere op aanvraag)
 - o Sliding piece
 - o Universele railklem



- Backbar / Twin Flowmeter:
 - o Twee flowmeters op één afnamepunt
 - o Direct DIN/Dräger Y-stuk



- Bevochtiger:
Onbreekbaar polycarbonaat en geïntegreerde slangaansluiting
 - o CCO 250 cc autoclaaf 121° of koud steriliseerbaar
 - o TMS 500 cc autoclaaf 134°



Varianten:

- Bereik:** 5, 15 of 30 l/min
Drukcalibratie: 4,5 bar (± 0,5 bar)
Outlet Nipple: metaal of disposable 'X-mas Tree'
Muurafnamepunt: DIN stift - ook leverbaar: Parkodex, Medec SI e.a.
Duo Switch: Optioneel
Twin: 2 flowmeters op backbar



ComCare Medical B.V.
Bokslee 3, 8447 CN Heerenveen
Postbus 711, 8440 AS Heerenveen
The Netherlands

T +31 (0)513 65 04 23
F +31 (0)513 65 04 16

E info@comcaremedical.com
W www.comcaremedical.com