

Regson™ Click-Flowmeter met Drukregelaar



De Regson™ flowmeterserie werkt met vooraf ingestelde en gecalibreerde flowbereiken. Brede inzetbaarheid door reduceerventiel met Pin-Index of Bullnose

Gebruiksvriendelijk:

- Geselecteerde flow tweezijdig afleesbaar:
Voorzijde (niet afgebeeld)
Bovenkant
- Flowselector comfortabel in gebruik
- Duidelijke identificatie: gaskleurcodering en maximaal flowbereik
- Medisch kwaliteitsproduct, eenvoudig te reinigen

Betrouwbaar en accuraat:

- Stabiele en nauwkeurige flow ($\pm 5\%$)
- In elke positie bruikbaar
- Flowselector uitgerust met ratelmechanisme, voorkomt toevallige flowveranderingen
- 9 flowselecties instelbaar

Veilig:

- Compact en robuust
- 2 filters: zowel voor de in- als de uitgaande flow
- Traceerbaarheid: serienummer in behuizing gedrukt
- Eindstop: voorkant dooschakelen van 0 naar maximum

Flow selecties:

1: 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1 l/min
5: 0 - 0,5 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 l/min
15: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 15 l/min



Technische Specificaties:

Bereik:	0-1 l/min, 0-5 l/min, 0-15 l/min
Druk:	4 bar ($\pm 0,5$ bar), 5 bar ($\pm 0,5$ bar) conform EN 737-1 standaard
Ingang:	Pin-Index Yoke of Bullnose fitting
Uitgang:	9/16" Diss (M) schroefconnectie
Secondair:	Met of zonder Quick-release connector (Overeenkomstig o.a. AFNOR, DIN of BS Standaard)
Gewicht:	630 gram (zonder fitting, quick release connector, injector)
Afmeting:	110 x 50 mm (LxD) (zonder fitting, quick release connector of injector)

Varianten

DIN



Injector



Afnor-Air Liquide



Accessoires

- Slangconnector:
 - o één- of tweeledig metaal
 - o X-mas Tree, disposable



- Duo Switch:
Mogelijkheid om direct te sturen naar:
 - o Bevochtiger
 - o Slangconnector



- Bevochtiger:
Onbreekbaar polycarbonaat en geïntegreerde slangaansluiting
 - o CCO 250 cc autoclaaf 121° of koud steriliseerbaar
 - o TMS 500 cc autoclaaf 134



Varianten:

- Bereik:** 1, 5 of 15 l/min
Drukcalibratie: 4 bar ($\pm 0,5$ bar),
5 bar ($\pm 0,5$ bar)
Outlet Nipple: metaal of disposable 'X-mas Tree'
Quick-release: met of zonder Quick-Release connector (overeenkomstig AFNOR, DIN of BS Standaard)
Duo Switch: Optioneel
Met of zonder eindstop: voorkomt directe selectie vanuit stand "0" naar maximaal bereik



ComCare Medical B.V.
Bokslee 3, 8447 CN Heerenveen
Postbus 711, 8440 AS Heerenveen
The Netherlands

T +31 (0)513 65 04 23
F +31 (0)513 65 04 16

E info@comcaremedical.com
W www.comcaremedical.com