

Temperatuur Sensoren



Sensoren/probes voor meting van lichaamstemperatuur.

Beschikbaar voor:

- Neonaten
- Kinderen
- Volwassenen


Mogelijkheden:

- Rectaal
- Oesophagaal
- Nasaal
- Huidcontact

Connectoren:

1. Hewlett Packard
2. Siemens
3. Phone
4. Phone right angled

Compatibel met de YSI 400 series, een hoge nauwkeurigheid, solide ontwerp en er is gebruik gemaakt van biocompatibel materiaal. De sensoren zijn steriliseerbaar en kunnen worden uitgerust met elk gewenste connector.



Technische Specificaties:

Meetprincipe:	NTC
Karakteristieke Curve:	YSI 400 compatibel
Meetbereik:	0-50°C
Nauwkeurigheid:	± 0,1°C in het bereik van 25-50°C
Sterilisatie:	Autoclaaf stoom 20 min. 121°C aanbevolen ANSI-AAMI ST 35
Latex vrij:	Alle probes
Uiteinde:	6,35 mm Phone, HP/ en Siemens connector
Totale lengte:	275 cm andere lengtes op aanvraag

Indien u een afwijkende lengte - andere connector - wenst, kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenservice



ComCare Medical B.V.
Bokslee 3, 8447 CN Heerenveen
Postbus 711, 8440 AS Heerenveen
The Netherlands

T +31 (0)513 65 04 23
F +31 (0)513 65 04 16

E info@comcaremedical.com
W www.comcaremedical.com