

Vacuümregelaar



De RVTM Vacuümregelaar is zeer betrouwbaar en stabiel in het regelen en meten van het vacuümniveau

Kenmerken:

- Groot membraanoppervlak voor continue zuiging, gegarandeerde betrouwbaarheid en nauwkeurige afstelling
- Kunststof materiaal beschermt tegen het gevaar van corrosie
- Verkrijgbaar voor verschillende vacuümniveaus met kleurindicatie
 - o 0-250 mBar/hPa
 - o 0-600 mBar/hPa
 - o 0-1000 mBar/hPa
- Aan/uit knop voor een directe stop van het vacuümniveau
- Vacuümmeter voorzien van beschermingsring
- Traceerbaar via serienummer op de behuizing



Technische Specificaties:

Bereik:	0-250 mBar/hPa Wit 0-600 mBar/hPa Grijs 0-1000 mBar/hPa Zwart
Ingang:	¼ G(M) - 1/8 NPT(F) - 3/8 BSP(F) schroefconnectie
Uitgang:	½ G schroefconnectie (t.b.v. slangconnector of overloopbeveiliging)
Norm:	DIN stift - ook leverbaar: Parkodex, Medec SI e.a.

Accessoires

- Remoteset:
 - o Stift: standaard DIN, andere op aanvraag
 - o Slang (1,5m standaard, andere op aanvraag)
 - o Sliding piece
 - o Universele railklem



- Backbar / Vacuümregelaar:
 - o Twee vacuümregelaars op één afnamepunt



- Safety Jar:
 - o 150 cc
 - o Single use antibacterieel filter aan voorzijde
 - o 150 cc
 - o Single use antibacterieel filter in de cover
- 500 cc op aanvraag leverbaar



- Antibacterieel filters:
 - o Op voorzijde
 - o Per 10 stuks
 - o In Schroefdeksel
 - o Per 100 stuks



- Slangconnector:
 - o Eén- of tweeledig, metaal
 - o X-mas Tree, disposable



Varianten:

- Bereik:** 0-250 mBar/hPa Wit
0-600 mBar/hPa Grijs
0-1000 mBar/hPa Zwart
- Muurafnamepunt:** DIN stift - ook leverbaar Parkodex, Medec SI e.a.
- Twin:** 2 vacuümregelaars op backbar



ComCare Medical B.V.
Bokslee 3, 8447 CN Heerenveen
Postbus 711, 8440 AS Heerenveen
The Netherlands

T +31 (0)513 65 04 23
F +31 (0)513 65 04 16

E info@comcaremedical.com
W www.comcaremedical.com