



Yes, you can.[®]

Invacare[®] Check O₂ Plus[™]

3-in-1 concentrator analyse

De *Invacare[®] Check O₂ Plus[™]* is een meetinstrument, dat alle belangrijke parameters controleert van de zuurstofconcentratoren.

Het controleert zuurstofconcentratie, zuurstofflow en de uitgaande druk naar de gebruiker van elke zuurstofconcentrator.



➤ Drie analyses in één

Invacare® **Check O₂ Plus™** is speciaal ontwikkeld voor service-monteurs.

Het maakt het mogelijk om snel, precies en uitgebreid zuurstof-concentratoren te testen.

De volgende parameters worden door één apparaat gemeten.

- Uitgaande zuurstofstroom (l/min.)
- Zuurstofconcentratie (%)
- Uitgangsdruk (psi of kpa)



➤ Voordelen

- Kalibreren niet noodzakelijk
- De meetcel hoeft nooit vervangen te worden, dankzij het gebruik van ultrasound technologie
- Makkelijk te bedienen, er zijn twee toetsen voor alle functies
- De 9 volt batterij gaat tot drie jaar mee
- Gaat automatisch uit, wanneer het apparaat niet in gebruik is
- 2 jaar garantie

Technische specificaties

Operationele parameters	Meetbereik	Meetafwijking
Maximale stroom	0 – 6 l/min.	± 0.3 l/min. (5 % van de meetreeks)
O ₂ concentratie	73.0 – 95.6 %	± 2 %
Druk	0 – 10 psi 0 – 68.95 kPa	± 2 % ± 2 %
Gewicht (met batterij)	291 gr	
Gebruikstemperatuur	+10° tot +35°C	
Afmetingen (h/b/d)	18,54 cm/ 8,38 cm/ 3,18 cm	